

Ohjeet näytteenottoon



Ota näyte ohjeen
mukaan



Pakkaa näyte
huolellisesti



Toimita näyte ja
lähete laboratorioon

- Ota tutkittavan eläimen tuoretta ulostetta noin 0,5 - 1 desilitran verran suljettavaan muovipussiin esimerkiksi kertakäyttölusikan avulla.
- Pakkaa näyte huolellisesti. Pakkaa näytettä sisältävä pussi vielä toisen muovipussin sisään. Laita pakkauksen mukana tullut imupaperi näytepussin ympärille ja pakkaa näyte kelta-mustaraidalliseen postituslaatikkoon. Täytä lähete huolellisesti ja pakkaa se näytteen mukana postituslaatikkoon.
- Palauta näyte mahdollisimman pian joko postitse (postimaksu on jo maksettu) tai tuomalla toimipaikkaamme. HUOM! Postitse palautettava näyte täytyy aina lähettää kelta-mustaraidallisessa postituslaatikossa!